

	Hospital Samaritano de Campinas Unidade II		Data da Emissão: 07/11/2018
	Serviço: HIGIENE HOSPITALAR		Nº do Processo: 23 ROT HIG
	Rotina: Montagem de caixas de perfuro cortante.		Revisão nº.: Pág.: 01/01
Definição: Montar caixas de materiais perfuro cortantes conforme protocolo do fornecedor.			
Objetivo: Evitar risco biológico pela montagem errada.			
Atividade:			
Ordem	Responsável	Ação	
1	Auxiliar de Higiene	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir o coletor; • Abrir o saco plástico; • Colocar o fundo rígido, dentro do saco plástico; • Introduzir também a cinta interna, posicionando-a em forma de triangulo sobre o fundo rígido; • Colocar o saco plástico, já com o fundo rígido e a cinta dentro do coletor; • Encostar a cinta nas paredes internas; • Colocar as sobras do saco plástico para dentro do coletor; • Introduzir a bandeja impermeável sobre o saco plástico, até o fundo; • A seguir, fazer a montagem das alças duplas. 	
Elaborado por: Nivia Winkler Conde Ferreira Revisado por: Enfa Adriane Garcia Rosa			
Aprovado Depto: Coord. de Limpeza		Aprovado Qualidade: Adriane Garcia Rosa Coordenadora da Qualidade	Aprovado Diretoria: Dr. Jonas Alves Garcia Diretor Data: 30/11/2018